

Cognome _____ Nome _____ Data di nascita _____

SELEZIONARE LA PRESTAZIONE NELLA COLONNA 'RICERCHE POSSIBILI' E VERIFICARE LA COLONNA NOTE VARIE

SEDE PRELIEVO	RICERCHE POSSIBILI	MATERIALE DA USARE	NOTE VARIE
TAMPONI SEDI VARIE: CUTANEO, CONGIUNTIVALE ECC..	<input type="checkbox"/> batteri aerobi e miceti (esame colturale)	Tampone tappo rosa con terreno liquido	Indicare di seguito Esame:: _____ Sede: _____
TAMPONE FARINGEO	<input type="checkbox"/> batteri aerobi e miceti (esame colturale)	Tampone con terreno solido	
TAMPONE VAGINALE	<input type="checkbox"/> batteri aerobi, miceti, gardnerella vaginalis, trichomonas vaginalis e flora lattobacillare (esame colturale - refertato anche esame microscopico) <input type="checkbox"/> trichomonas vaginalis (antigenico/microscopico)	Tampone tappo rosa con terreno liquido	NB: selezionare la seconda voce SOLO se si vuole ricercare esclusivamente il trichomonas vaginalis
TAMPONE ENDOCERVICALE	<input type="checkbox"/> batteri aerobi e miceti, neisseria gonorrhoeae (esame colturale - refertato anche esame microscopico) <input type="checkbox"/> neisseria gonorrhoeae (esame colturale) <input type="checkbox"/> micoplasmi/ureaplasmi DNA (biologia molecolare) <input type="checkbox"/> chlamydia DNA (biologia molecolare)	Tampone tappo rosa con terreno liquido	NB: selezionare la seconda voce SOLO se si vuole ricercare esclusivamente la neisseria gonorrhoeae In ogni caso usare un unico tampone tappo rosa
TAMPONE URETRALE	<input type="checkbox"/> batteri aerobi e miceti, neisseria gonorrhoeae (esame colturale - refertato anche esame microscopico) <input type="checkbox"/> trichomonas vaginalis (antigenico/microscopico) <input type="checkbox"/> neisseria gonorrhoeae (esame colturale) <input type="checkbox"/> micoplasmi/ureaplasmi DNA (biologia molecolare) <input type="checkbox"/> chlamydia DNA (biologia molecolare)	Tampone tappo arancio con terreno liquido	NB: selezionare la seconda voce SOLO se si vuole ricercare esclusivamente la neisseria gonorrhoeae. In ogni caso usare un unico tampone tappo arancio
TAMPONE VULVARE	<input type="checkbox"/> batteri aerobi e miceti (esame colturale)	Tampone tappo rosa con terreno liquido	
TAMPONE VAGINO- RETTALE	<input type="checkbox"/> streptococcus agalactiae (esame colturale)	Tampone tappo rosa con terreno liquido	
TAMPONE BALANO- PREPUZIALE	<input type="checkbox"/> batteri aerobi e miceti (esame colturale)	Tampone tappo rosa con terreno liquido	